



Manuel d'utilisation Toise bébé manuelle **C 216-200 (HM101M)**



Veuillez garder le manuel d'instructions à portée de main tout le temps pour référence future.

Explication du texte, des symboles sur l'étiquette et sur l'emballage de l'appareil

Texte/Symbole	Signification
	Attention, consulter les documents d'accompagnement avant utilisation
	Collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques, conformément à la directive 2002/96/CE. Ne pas jeter l'appareil avec des déchets quotidiens
	Nom et adresse du fabricant de l'instrument, et année/pays de fabrication
	Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant l'installation et l'utilisation, et suivez les instructions d'utilisation.
	Référence du produit
	Nom et adresse du représentant autorisé dans l'Union européenne
	L'appareil est un dispositif médical. Le texte indique le type de catégorie d'appareil
	Numéro de lot ou de lot du fabricant pour l'appareil
	Numéro de série de l'appareil
	Identificateur unique de l'appareil
	Le dispositif est conforme à la directive 93/42/CEE telle que modifiée par la directive 2007/47/CE sur les dispositifs médicaux. Le numéro à quatre chiffres fait référence à l'organisme notifié.
	Nom et adresse de l'entité qui importe le dispositif (le cas échéant)
	Nom et adresse de l'entité responsable de la traduction des informations à utiliser (le cas échéant)

Avis de droit d’auteur

Charder Electronic Co., Ltd.

No.103, Guozhong Rd., Dali Dist., Taichung City 41262 Taïwan

Téléphone: +886-4-2406 3766 Fax: +886-4-2406 5612

Site Web : www.chardermedical.com Courriel : info_cec@charder.com.tw

Droits d’auteur© Charder Electronic Co., Ltd. Tous droits réservés.

Ce manuel d’utilisation est protégé par le droit d’auteur international. Tout le contenu est sous licence et l’utilisation est soumise à l’autorisation écrite de Charder Electronic Co., Ltd. (ci-après Charder)

Charder n’est pas responsable des dommages causés par le non-respect des exigences énoncées dans ce manuel. Charder se réserve le droit de corriger les erreurs d’impression dans le manuel sans préavis et de modifier l’extérieur de l’appareil à des fins de qualité sans le consentement du client.



Charder Electronic Co., Ltd.
No 103, Guozhong Rd., Dali Dist.,
Taichung City, 41262 Taïwan

SOMMAIRE

I. Notes de sécurité	4
A. Informations générales	4
II. Installation	6
III. Utilisation de l’appareil	8
IV. Spécifications du produit	9
V. Déclaration de conformité	10



I. Notes de sécurité

A. Informations générales

Merci d'avoir choisi ce dispositif de marque Charder. Il est conçu pour être facile et simple à utiliser, mais si vous rencontrez des problèmes non abordés dans ce manuel, veuillez contacter votre partenaire revendeur ou bien Abilanx. Avant de commencer à utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver dans un endroit sûr pour référence. Il contient des instructions importantes concernant l'installation, l'utilisation correcte et la maintenance.

Usage prévu

Ce dispositif médical est conçu pour être utilisé conformément aux réglementations nationales, pour mesurer la taille dans les spécifications et pour une utilisation par des professionnels.

Avantage clinique

Les résultats de mesure peuvent être utilisés par les professionnels pour diagnostiquer (et surveiller) les problèmes liés à la taille.

Manutention générale

- L'appareil doit être placé sur une surface stable, plane, solide et non glissante.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement verrouillées et serrées avant d'utiliser l'appareil.
- La précision de la mesure nécessite que les pieds, le dos et la tête du sujet soient alignés en ligne droite. Veuillez noter que la hauteur peut varier tout au long de la journée.

Consignes de sécurité

- L'appareil a une durée de vie prévue de 5 ans lorsqu'il est correctement manipulé, entretenu et inspecté périodiquement conformément aux instructions du fabricant.

Nettoyage

- La surface de l'appareil doit être nettoyée à l'aide de lingettes à base d'alcool. Les liquides de nettoyage corrosifs ne doivent pas être utilisés.

Garantie/Responsabilité


- La période de garantie est de 24 mois, à compter de la date d'achat. Veuillez conserver votre reçu comme preuve d'achat.

-
- Aucune responsabilité ne sera acceptée pour les dommages causés par l'une des raisons suivantes: stockage ou utilisation inapproprié, installation ou mise en service incorrecte par le propriétaire ou des tiers, usure naturelle, changements ou modifications, manipulation incorrecte ou négligente.






Rapports d'incidents

- Tout incident grave survenu en relation avec le dispositif doit être signalé au fabricant, au représentant de l'UE (si le dispositif est utilisé dans un État membre de l'UE) et à l'autorité compétente de l'État membre de l'utilisateur/du sujet.

II. Installation




Placez la toise HM101M sur une surface stable et déployez appui-tête et appui-pieds.



Plage de mesure comprise entre 100 et 1000 mm. Poussez le bouchon de tête pour mesurer la taille.


Montage mural

1. Marquez et percez deux trous dans le mur en fonction de la position des trous de la toise HM101M. Assurez-vous que les deux trous sont au même niveau.




2. Appuyez sur les ancrages muraux dans les trous.


3. Fixez la toise HM101M au mur.



III. Utilisation de l'appareil



1. Poussez la boucle pour libérer l'appui-pieds



2. Appuyez doucement sur les genoux de bébé jusqu'à ce que les pieds soient redressés.

3. Poussez l'appui-pieds jusqu'à ce qu'il touche les pieds du nourrisson

4. Lire le résultat de la mesure de la taille du nourrisson

IV. Spécifications du produit

Modèle		C 216-200/HM101M
Mesure	Gamme	10-100 cm
	Graduation	1 mm
	Exactitude	±10 mm
Taille	Total	L 1040 x P 290 x H 55 mm
	Poids de l'appareil	About 0.8 kg
Température et humidité de fonctionnement		5°C ~ 35°C
Accessoires standard		Pack de vis x1 Manuel x1

V. Déclaration de conformité

Le fabricant déclare par la présente que son produit est conforme aux règlements et normes décrits dans les directives suivantes :

	93/42/CEE telle que modifiée par la directive 2007/47/CE sur les dispositifs médicaux
---	--

Directive RoHS 2011/65/UE et directive déléguée (UE) 2015/863

IMPORTE ET DISTRIBUE EN FRANCE PAR :
Abilanx
Park Avenue Rue Léon Griffon
56890 SAINT AVE FRANCE
Tél : (+33) 02 97 63 70 46
Courriel : contact@abilanx.com

Représentant autorisé de l'UE :



Fabriqué par:
Charder Electronic Co., Ltd.
No.103, Guozhong Rd., Dali Dist.,
Taichung City, 41262 Taïwan (R.O.C.)

CD-IN-1371 15245G 2022/06