

Optiscan

Détecteur de mouvements



Optiscan: le dispositif nomade

Pendant de nombreuses années l'Optiscan a été le seul outil aidant à réduire le nombre de chutes. Cela n'est pas étrange, parce que l'Optiscan fût spécifiquement conçu pour détecter quand un patient envisage de quitter son lit.

Pourtant, on a découvert au fil des années que les résultats de l'Optiscan étaient aussi très précieux. L'Optiscan est devenu un outil indispensable dans le secteur de la santé.

L'Optiscan est compatible avec un bon nombre de systèmes d'appel malade ou de récepteurs de type Daza Pager.

L'optiscan est placé au sol ou dans une autre zone en direction du lit dans un angle de 90 degrés sur une distance d'environ 6 mètres.

Résultats positifs

Grâce à la longue expérience du personnel de soins, nous avons pu identifier les effets positifs de l'Optiscan.

Les principales conclusions sont :

- Une forte diminution du nombre de chutes
- L'intervention après une alarme a un impact positif sur le rythme journalier et nocturne
- Connaissance approfondie du comportement nocturne du patient
- Réelle alternative à la fixation
- Réduction du stress au travail
- Impact sur la médication (somnifères)
- Amélioration de la vie privée

L'Optiscan garantit un fonctionnement stable. La technologie sans fil permet une mise en service rapide et facile.



● Grand angle de détection



● Détection précoce



● Alerte immédiate



● 85% se trouvent encore au bord du lit!



Abilanx Park Avenue Rue Léon Griffon 56890 Saint Avé

Tél : 02 97 63 70 46 Fax : 02 97 63 74 90 Courriel : contact@abilanx.com Web : www.abilanx.com